




## Monocrystalline Sapphire Bracket

6,50€/1 | ab 100 Stück 6,00€/1 | ab 200 Stück 5,00€/1

- Transluzentes Kosmetik Bracket, lässt die natürliche Zahnfarbe durchschimmern.
- Farbmarkierung für eine sichere Identifizierung.
- Konturierte Basis für eine optimale Passform.
- Torque in der Basis zum leichten Ausrichten und zur Optimierung des Finishing.
- Aufgeraute Basis für eine sichere Haftung mit den marktüblichen Klebern.
- Auch für das Indirekte Kleben geeignet. (Keine Folie auf der Basis).
- Abgerundete Kanten für einen erhöhten Patienten Komfort.
- Präzise gefräster Slot zur sicheren Übertragung der Werte.
- Große Unterschnitte an den Flügeln zur sicheren Platzierung der Ligaturen.

### Sapphire Bracket Roth / MBT<sup>+</sup> Prescription



Maxillary						ROTH		MBT	
Tooth	Torque	Angle	IN/OUT	Width	R/L	0.018	0.022	0.018	0.022
Central	+12°/+17°	+5°/+4°	0.9mm 0.9mm	3.6mm 3.6mm	<b>R</b>	A660-018-11	A660-022-11	A680-018-11	A680-022-11
					<b>L</b>	A660-018-21	A660-022-21	A680-018-21	A680-022-21
Lateral	+8°/+10°	+9°/+8°	1.2mm 1.2mm	3.1mm 3.1mm	<b>R</b>	A660-018-12	A660-022-12	A680-018-12	A680-022-12
					<b>L</b>	A660-018-22	A660-022-22	A680-018-22	A680-022-22
Cuspid	-2°/-7°	+13°/+8°	0.8mm	3.2mm	<b>R</b>	A660-018-13	A660-022-13	A680-018-13	A680-022-13
					<b>L</b>	A660-018-23	A660-022-23	A680-018-23	A680-022-23
Cuspid HK	-2° / 0°	+13°/+8°	0.8mm	3.2mm	<b>R</b>	A660-118-13	A660-122-13	A680-118-13	A680-122-13
					<b>L</b>	A660-118-23	A660-122-23	A680-118-23	A680-122-23
1 <sup>st</sup> Bicuspid	-7°/-7°	0° / 0°	0.9mm	3.2mm	<b>R</b>	A660-018-14	A660-022-14	A680-018-14	A680-022-14
					<b>L</b>	A660-018-24	A660-022-24	A680-018-24	A680-022-24
1 <sup>st</sup> Bicuspid Hk	-7°/-7°	0° / 0°	1.1mm	3.2mm	<b>R</b>	A660-118-14	A660-122-14	A680-118-14	A680-122-14
					<b>L</b>	A660-118-24	A660-122-24	A680-118-24	A680-122-24
2 <sup>nd</sup> Bicuspid	-7°/-7°	0° / 0°	0.9mm	3.2mm	<b>R</b>	A660-018-15	A660-022-15	A680-018-15	A680-022-15
					<b>L</b>	A660-018-25	A660-022-25	A680-018-25	A680-022-25
2 <sup>nd</sup> Bicuspid Hk	-7°/-7°	0° / 0°	1.1mm	3.2mm	<b>R</b>	A660-118-15	A660-122-15	A680-118-15	A680-122-15
					<b>L</b>	A660-118-25	A660-122-25	A680-118-25	A680-122-25

\*Alle Preise verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer sowie Verpackungs- und Transportkosten.

Mandibular						ROTH		MBT	
						0.018	0.022	0.018	0.022
Tooth	Torque	Angle	IN/OUT	Width	R/L				
1 <sup>st</sup> Anterio	-1° / -6°	0° / 0°	1.2mm	2.4mm	L	A660-018-31	A660-022-31	A680-018-31	A680-022-31
					R	A660-018-41	A660-022-41	A680-018-41	A680-022-41
2 <sup>nd</sup> Anterio	-1° / -6°	0° / 0°	1.2mm	2.6mm	L	A660-018-32	A660-022-32	A680-018-32	A680-022-32
					R	A660-018-42	A660-022-42	A680-018-42	A680-022-42
Cuspid	-11° / -6°	+7° / +3°	0.8mm	3.0mm	L	A660-018-33	A660-022-33	A680-018-33	A680-022-33
					R	A660-018-43	A660-022-43	A680-018-43	A680-022-43
Cuspid HK	-11° / 0°	+7° / +3°	0.8mm	3.2mm	L	A660-118-33	A660-122-33	A680-118-33	A680-122-33
					R	A660-118-43	A660-122-43	A680-118-43	A680-122-43
1 <sup>st</sup> Bicuspid	-17° / -12°	0° / +2°	1.0mm	3.0mm	L	A660-018-34	A660-022-34	A680-018-34	A680-022-34
					R	A660-018-44	A660-022-44	A680-018-44	A680-022-44
1 <sup>st</sup> Bicuspid Hk	-17° / -12°	0° / +2°	1.1mm	3.2mm	L	A660-118-34	A660-122-34	A680-118-34	A680-122-34
					R	A660-118-44	A660-122-44	A680-118-44	A680-122-44
2 <sup>nd</sup> Bicuspid	-22° / -17°	0° / +2°	1.0mm	3.0mm	L	A660-018-35	A660-022-35	A680-018-35	A680-022-35
					R	A660-018-45	A660-022-45	A680-018-45	A680-022-45
2 <sup>nd</sup> Bicuspid Hk	-22° / -17°	0° / +2°	1.1mm	3.2mm	L	A660-118-35	A660-122-35	A680-118-35	A680-122-35
					R	A660-118-45	A660-122-45	A680-118-45	A680-122-45

Full Sets	.018	.022	.022	.022
Upper/Lower 5×5 No Hooks	A660-21	A660-11	A680-21	A680-11
Upper/Lower 5×5 Hook on 3	A660-22	A660-12	A680-22	A680-12
Upper/Lower 5×5 Hook on 3,4&5	A660-23	A660-13	A680-23	A680-13